





ENDODONCIA

Limas Rotatorias mConic Flex	8
Puntas Gutapercha Flex	9
Puntas de Papel Flex	9
Limas Rotatorias mConic Easy	10
Puntas Gutapercha Easy	10
Puntas de Papel Easy	10
Limas Rotatorias mConic	12
Limas K	12
Puntas Gutapercha ISO	13
Puntas Gutapercha Auxiliares	13
Puntas de Papel ISO	13
Diques de Goma	13
Fresas EndoZ	14
Léntulos	14
Fresas mGates	14

RESTAURACIÓN

Composite universal Elegance Intro Kit	16
Composite universal Elegance Reposiciones	16
Composite Universal Fluido Elegance Flow	17
Ácido Grabador Ocean	18
Adhesivo Universal Nexus	18
Cemento de obturación provisional mBasic	19
Cemento de Resina Autoadhesivo Zem Plus	20
Cemento Temporal Zem Tempo	21
Kit de Postes de Fibra de Vidrio más Fresas	22
Reposición Postes de Fibra de Vidrio	22
Fresas para Postes	22
Pistolas Unidosis	23
Cuñas de Madera Interdentales	23
Matrices Tofflemire	23
Puntas Automezcla y Cánulas Intraorales	24
Ionómero de Vidrio Zem Glass	25
Loseta de Metacrilato	25

IMPRESIÓN

Alginato universal Algiline	26
Espátula alginato	26
Taza alginato	26
Silicona de Adición	27
Pistola de Cartuchos	27
Cubetas para Impresión	28
Puntas Automezcla y Cánulas Intraorales	28

DESECHABLES

Guantes de látex sin polvo	30
Guantes de nitrilo	31
Dispensador de guantes	31
Guantes estériles de látex	32
Tallas	32
Batas	33
Set estéril de protección para cirugía	33
Gasas	34
Hielo instantáneo	34
Mascarillas	35
Agujas	35
Gafas protectoras	35
Rollos de algodón	36
Dispensador de algodón	36
Eyectores	37
Dispensador de Eyectores	37
Funda para reposacabezas	37
Servilletas de papel-plástico	37
Baberos de papel-plástico	37
Papel absorbente para bandejas	38
Dispensador de servilletas	38
Dispensador de vasos	38
Bandeja organizadora	38

DESINFECCIÓN

Bolsas para esterilización	39
Rollos para esterilización	39
Desinfección de superficies mClear	40
Desinfección de sistemas de aspiración mTwist	40
Desinfección de instrumental	40
Jabón de manos mBubble	41
Toallitas desinfectantes	41
Reposición toallitas	41

VARIOS

Pasta para profilaxis	42
Cubetas para flúor desechables	42
Estuches para prótesis	42
Puntas para bisacrílico	42

INSTRUMENTAL

Diagnóstico	44
Aislamiento absoluto	45
Restauradora	45
Periodoncia	48
Cirugía	49

FRESAS

Fresas de diamante natural	56
Freseros	65
Caja desinfección de fresas	65
Fresas de Carburo Tungsteno	66

ORTODONCIA

Brackets Soul	70
Arcos estéticos	72
Coils Ni-Ti	73
Brackets Ópera	74
Ácido grabador ortodóntico	76
Composite ortodóntico	76
Adhesivo ortodóntico	76
Ionómero de vidrio	77
Máscara facial multiajustable (Petit)	77
Estuches para ortodoncia	77
Alicates para alineadores	78

MEDICALINE JUNIOR

Portacepillo	82
Guardadientes	82
Colgante para dientes de leche	82



mConic
flex



Limas Rotatorias Flex


LA ALEACIÓN
más deseada

No hay curva que se resista.
La flexibilidad del sistema mConic Flex la convierte en la herramienta ideal para lograr un perfecto tratamiento de conductos.

	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
SX	ML54309-F			
S1		ML54311-F	ML54321-F	ML54366-F
S2		ML54312-F	ML54322-F	ML54367-F
F1		ML54313-F	ML54323-F	ML54368-F
F2		ML54314-F	ML54324-F	ML54369-F
F3		ML54315-F	ML54325-F	ML54370-F
F4		ML54317-F	ML54326-F	ML54371-F
F5		ML54318-F	ML54327-F	ML54372-F
SX-F3		ML54310-F	ML54320-F	ML54365-F

- Limas rotatorias fabricadas en aleación de Níquel-Titanio con tratamiento térmico.
- Conicidad variable y progresiva.
- Mayor flexibilidad y resistencia a la fractura.
- Corte eficiente y excelente evacuación de detritos.
- Punta inactiva.

- Caja de 6 unidades.



Puntas Gutapercha Flex



Diseñada específicamente para su uso con limas mConic Flex.

- Caja de 60 unidades.

F1	ML55295
F2	ML55296
F3	ML55297
F4	ML55298
F5	ML55299
F1-F3	ML55294



Puntas de Papel Flex



Diseñadas específicamente para su uso con limas mConic Flex.

- Caja de 100 unidades.

F1	ML55661
F2	ML55662
F3	ML55663
F4	ML55664
F5	ML55665
F1-F3	ML55660

CASO CLÍNICO

NECROSIS PULPAR

RH INICIAL

Paciente femenino de 27 años acude a la consulta por dolor en diente 3.6. En las pruebas clínicas y radiográficas presenta:

- Percusión vertical sintomática
- Falta de respuesta a las pruebas de sensibilidad
- Imagen periapical



Diagnóstico: Necrosis pulpar.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO



1. Anestesia
2. Remoción de caries y localización de cuatro conductos
3. Permeabilización e instrumentación con sistema rotatorio mConic Flex, siguiendo la secuencia recomendada por el fabricante: S1, S2, F1, F2, F3 a longitud de trabajo calculada con LEA.

OBTURACIÓN

Tras realizar el protocolo de irrigación y secado con Puntas de Papel Flex [F3], se obturó con cemento resinoso y gutapercha termoplastificada con técnica de condensación vertical, empleando un cono maestro Flex [F3].




ANTES



EVOLUCIÓN

Se realiza control clínico y radiográfico a los tres meses y se comprueba evolución favorable. El paciente se encuentra asintomático.

DESPUÉS



Dra. Cynthia Samayoa-Farmés
Master en Endodoncia UIC

mConic
easy



Limas Rotatorias Easy

EL CAMINO
más corto

Apuesta por la eficiencia
reduciendo tu esfuerzo con el sistema mConic Easy.
Menos limas para obtener la conicidad que deseas.

- Limas rotatorias fabricadas en aleación de Níquel-Titanio.
- Menor tiempo de conformación de conductos.
- Mayor seguridad al tener menos riesgos de fractura.
- Movimiento ondulante para mejor barrido y limpieza.
- Caja de 6 unidades.



	21 mm	25 mm	31 mm
X1	ML54450	ML54456	ML54444
X2	ML54451	ML54457	ML54445
X3	ML54452	ML54458	ML54442
X4	ML54476-6	ML54459	ML54441
X5	ML54454	ML54460	ML54440
X1-X3	ML54443	ML54449	ML54455



Puntas de Gutapercha Easy



Diseñada específicamente para
su uso con limas mConic Easy.

- Caja de 60 unidades.

F1	ML55295
F2	ML55296
F3	ML55297
F4	ML55298
F5	ML55299
F1-F3	ML55294



Puntas de Papel Easy



Diseñadas específicamente para
su uso con limas mConic Easy.

- Caja de 100 unidades.

F1	ML55661
F2	ML55662
F3	ML55663
F4	ML55664
F5	ML55665
F1-F3	ML55660

CASO CLÍNICO

PREMOLAR CALCIFICADO

RX INICIAL

Paciente de 40 años referido para
continuar endodoncia en un diente 4.5
previamente iniciado.



CONDUCTOMETRÍA

Permeabilización del conducto con limas
manuales H 08 al 20 a la longitud de tra-
bajo, calculada con localizador electrónico
de ápice y comprobada con radiografía
periapical.

INSTRUMENTACIÓN Y CONOMETRÍA

Realizada con la secuencia de limas mConic
Easy H1-H3. Irrigación con hipoclorito
de sodio al 4,7%, ácido cítrico al 10% en
solución acuosa y secado con Puntas de
Papel Easy H3. Conometría con Punta de
Gutapercha Easy H3 (cono maestro).



CONTROL DE LA OBTURACIÓN

Obturación con cemento resinoso y
gutapercha termo plastificada con técnica
de condensación vertical. El desgaste
de la porción cervical fue reforzado con
cemento biocerámico.



RX FINAL

Se ha colocado una torunda con algodón y
restauración provisional.



Dra. Cynthia Samayoa-Farmés
Master en Endodoncia UIC



¡Larga vida
A LOS CLÁSICOS!

Trabaja con la tranquilidad de siempre,
Medicaline mantiene el sistema de limas al
que estás acostumbrado.

- Limas rotatorias fabricadas en aleación de Níquel-Titanio.
- Conicidad variable y progresiva.
- Excelente flexibilidad y resistencia a la fractura.
- Corte eficiente y excelente evacuación de detritos.
- Punta inactiva.
- Caja de 6 unidades.



mConic



Limas Rotatorias



		19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
SX	ML54309				
S1			ML54311	ML54321	ML54366
S2			ML54312	ML54322	ML54367
F1			ML54313	ML54323	ML54368
F2			ML54314	ML54324	ML54369
F3			ML54315	ML54325	ML54370
F4			ML54317	ML54326	ML54371
F5			ML54318	ML54327	ML54372
SX-F3			ML54310	ML54320	ML54365
RETRATAMIENTO		D1	D2	D3	D1-D2-D3
		16 mm	18 mm	22 mm	16-18-22 mm
		ML54381	ML54382	ML54383	ML54380

		21 mm	25 mm	31 mm
06		ML53540	ML53570	ML53602
08		ML53541	ML53571	ML53603
10		ML53542	ML53572	ML53604
15		ML53544	ML53574	ML53606
20		ML53546	ML53576	ML53608
25		ML53547	ML53577	ML53609
30		ML53548	ML53578	ML53610
35		ML53549	ML53579	ML53611
40		ML53550	ML53580	ML53612
45		ML53551	ML53581	ML53613
15-40		ML53566	ML53594	ML53626
50		ML53552	ML53582	ML53614
55		ML53553	ML53583	ML53615
60		ML53554	ML53584	ML53616
70		ML53555	ML53585	ML53617
80		ML53556	ML53586	ML53618
45-80		ML53567	ML53595	ML53627

Limas K

Instrumenta
MEJOR



Limas manuales

La precisión de m-Precise te ayudará a perfeccionar
tu técnica para lograr una perfecta conformación del
conducto radicular.

- Limas fabricadas en acero de alta calidad.
- Excelente flexibilidad y resistencia a la fractura.
- Caja de 6 unidades.



Puntas Gutapercha
ISO



• Caja de 120 unidades.

15	ML55002	45	ML55008
20	ML55003	50	ML55009
25	ML55004	55	ML55010
30	ML55005	60	ML55011
35	ML55006	70	ML55012
40	ML55007	80	ML55013
15-40	ML55024	45-80	ML55025



Puntas Gutapercha
Auxiliares



• Caja de 100 unidades.

XX Fine	ML55060	Medium	ML55063
X Fine	ML55061	Large	ML55064
Fine	ML55062	Surtido	ML55065



Puntas de papel
ISO

Máxima absorción.
Elimina eficazmente la humedad para
obtener una máxima adhesión y mejor
sellado.



• Caja de 200 unidades.

15	ML55502	45	ML55508
20	ML55503	50	ML55509
25	ML55504	55	ML55510
30	ML55505	60	ML55511
35	ML55506	70	ML55512
40	ML55507	80	ML55513
15-40	ML55522	45-80	ML55523

Diques
GOMA



Aislamiento absoluto
A LA PRIMERA

No pierdas el tiempo, la elevada
elasticidad de los Diques de Goma
Medicaline te lo pone fácil permitiendo una
rápida y cómoda colocación.

- Fabricado en látex natural.
- Alta resistencia y elasticidad.
- Caja de 36 unidades.

Fino	ML57012
Medio	ML57013
Grueso	ML57014

Endo Z

ML25193


- Fresa de carburo de tungsteno, diseñada para crear, ampliar y facilitar el acceso a la cámara pulpar.
- Su punta inactiva previene completamente lesionar el suelo de la cámara pulpar, la furca y las paredes de acceso a los conductos.
- Caja de 5 unidades.



Léntulos

- Caja de 4 unidades.

		25 mm
25		ML51512
30		ML51513
35		ML51514
40		ML51515
25-40		ML51520



m Gates



Fresas Gates

El primer tercio
deseado

Consigue rápidamente un acceso directo a los conductos gracias a la alta capacidad de corte que te ofrece mGates.

- Fresa fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Caja de 6 unidades.

	32 mm
Nº1	ML51160
Nº2	ML51161
Nº3	ML51162
Nº4	ML51163





Elegance



Composite Universal Nano-híbrido

El nano-relleno de zirconio de Elegance te permite obtener un **brillo y pulido óptimos**, para alcanzar resultados naturalmente estéticos.

Intro Kit

ML64430-A

- 5 Jeringas Elegance de 4 g con los colores: A1, A2, A3, A3.5 y B2.
- 1 Jeringa Ocean de 5 ml.
- 1 Adhesivo Nexus de 5 ml.
- Accesorios.



Reposición jeringa de 4g

A1	ML64433	A4	ML64437
A2	ML64434	B2	ML64439
A3	ML64435	AO3	ML64449
A3,5	ML64436	TW	ML64452



Elegance
flow



Composite Universal Nano-híbrido Fluido

¡NO TE CONTRAIGAS!



Elegance Flow garantiza tratamientos exitosos gracias a su nano-relleno más compacto, que proporciona una **baja contracción de polimerización**.

- La bolsa contiene 2 jeringas de 2 g y 8 puntas aplicadoras.

A1	ML64403
A2	ML64404
A3	ML64405
A3,5	ML64406



Restauración con composite fluido Elegance Flow A2 en la unidad dentaria 36

CASO CLÍNICO

UNIDAD DENTARIA 47

Preparación cavitaria previa a la restauración con **composite Elegance** en la unidad dentaria 47.



Grabado ácido durante 20seg con **Ocean** [ácido fosfórico al 37%]

Adhesivo Universal Nexus luego del lavado y secado de la cavidad. Fotopolimerización por 20seg.



Restauración final del diente con tonos A2 y A1 del **composite Elegance**, mediante técnica estratificada.

Dr. Alfredo Natera

RESTAURACIÓN

Ocean



Ácido Grabador

ML60212

La óptima viscosidad de Ocean te permite **desmineralizar la zona deseada con precisión.**

- 3 jeringas de 5 ml y 8 puntas aplicadoras.



Aplicación del **ácido grabador Ocean** en la unidad dentaria 36 previo a la colocación de composite fluido Elegance Flow como material restaurador.

Nexus




Adhesivo universal

ML60545



Nexus es el enlace perfecto que permite la **adhesión precisa** a la vez que **disminuye** sustancialmente el riesgo de **sensibilidad** post-operatoria.

- Fotopolimerizable. 5ª Generación.
- Bote de 5 ml.



LA FLEXIBILIDAD que protege



Restauración provisional con **mBasic** en la unidad dentaria 47.



La restauración provisional puede ser retirada fácilmente, pinchando con un explorador.



mBasic



Cemento de Obturación Provisional

Gracias a su óptimo coeficiente de expansión **mBasic protege a tus pacientes, evitando fracturas dentarias.**

ML66005

- Facilidad para aplicarlo y retirarlo en una sola pieza.
- Material de relleno provisional fotopolimerizable, de un solo componente, para restauraciones temporales.
- 3 jeringas de 3 g.



RESTAURACIÓN

Un solo paso,
¡EL DEFINITIVO!

Zem Plus



Cemento de Resina Autoadhesivo

El mayor poder de adhesión,
aplicado de la forma más simple.

- Autograbante y autoadhesivo.
- Curado dual.
- Uso rápido y fácil.
- Sistema de automezcla.
- Mínimo grosor de la película.
- Fluidez ideal.
- Fácil eliminación de residuos.

- Jeringa de 8 g.
- 10 puntas de automezcla.
- 5 puntas intraorales.

A2 ML62242



5 Intraorales



5 Anchas



5 Normales



¡Desperdicio
CERO!

Zem Tempo



Cemento Temporal

- Fácil de mezclar: incluye puntas de automezcla y Eco-tip (que permiten reducir el desperdicio).
- Alta resistencia a la compresión de las fuerzas masticatorias.
- En base a óxido de zinc.
- Sin eugenol.
- Mínimo grosor de la película.
- Fluidez ideal.
- Fácil eliminación de residuos.



ML62505

- 2 jeringas de 10 g.
- 2 puntas Eco-tip.
- 5 puntas de mezcla.
- Block de mezcla.



RESTAURACIÓN

Kit (Postes + Fresas)

ML68304

- 18 postes, 6 x Ø1,00 mm, 6 x Ø1,20 mm y 6 x Ø1,40 mm.
- 3 fresas de tamaño Ø1,00 mm, Ø1,20 mm y Ø1,40 mm.




FRACTURAS nunca más



Fresas para Postes

- Una unidad.

1,0 mm	ML68310
1,2 mm	ML68311
1,4 mm	ML68312



Postes FIBRA DE VIDRIO

Los postes de fibra de vidrio Medicaline poseen un **módulo elástico similar a la dentina**, convirtiéndolos en el pilar perfecto para tu éxito.

Reposiciones

- Forma cilíndrica con conicidad en la punta.
- Módulo elástico similar a la dentina para reducir riesgo de fracturas.
- Alta radiopacidad.
- Reposición de 12 postes.

1,0 mm	ML68305
1,2 mm	ML68306
1,4 mm	ML68307
1,6 mm	ML68308



Pistolas Unidosis

ML64040

- Dispensador para la aplicación directa de materiales de restauración en cápsulas.



Cuñas MADERA

- Disponibles en 4 tamaños.
- Fabricadas en madera.
- Caja de 100 unidades


Naranja	Blanco	Verde	Amarillo
ML37002	ML37003	ML37004	ML37005



Matrices Tofflemire

- Bolsa de 12 unidades.

0,05 mm	0,035 mm
ML38005	ML38020





Puntas automezcla y cánulas intraorales

Puntas marrones tipo roma

ML66590

• Bolsa de 48 unidades.

Puntas marrones en punta

ML66594

• Bolsa de 48 unidades.

Puntas intraorales
para tipo roma cortas

ML66598

• Bolsa de 100 unidades.

Puntas intraorales
para tipo roma largas

ML66597

• Bolsa de 100 unidades.



Zem Glass



Un acabado pulcro es la comodidad de tu paciente, nuestro ionómero de vidrio te **permite retirar el residuo con un simple movimiento.**



Ionómero de Vidrio

ML62105

Para cementación definitiva.
Fácil mezcla.
Libera flúor.

35 g de polvo y 15 ml de líquido.



Loseta de metacrilato

ML68006



UN TRABAJO
limpio

Algiline



Alginate

¡Bien mezclado!

No te quedará más remedio que familiarizarte con esta frase.
Algiline te permite un **espatulado cómodo para un resultado excelente.**

- Alginate universal de alta resistencia para impresiones de precisión.
- Exento de polvo.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Color naranja.
- Sabor a frutas.
- Bolsa de 453 g.

Algiline Normal

ML01011

Mezcla: 0'35"	Preparación en cubeta: 1'05"	Boca: 1'20"
Tiempo de trabajo: 1'40"		Total: 3'00"

Algiline Fast

ML01010

Mezcla: 0'30"	Preparación en cubeta: 0'50"	Boca: 0'40"
Tiempo de trabajo: 1'20"		Total: 2'00"



Espátula alginato

ML09561

- Bolsa con 12 unidades.



Taza alginato

ML09541



Valoración:

SOBRESALIENTE

Excelente consistencia y gran precisión
Dr. E. Mallat Callis - Director del Posgrado de Prótesis de la SCOE

Silicona DE ADICIÓN

EL SECRETO está en la mezcla

Mejor mezcla, mejor resultado.

Una buena base es el inicio de toda buena construcción.
Solo con una buena base se consiguen impresiones fieles.

- Hidrocompatibles.
- Tixotrópicas.
- Gran precisión.

· A-Silicone Light

- 2 x 50 ml.
- Puntas de mezcla.

Fast set
ML06052

Mezcla: Inmediata
Tiempo de trabajo: 2'00"

Boca: 1'30"
Total: 2'30"

· A-Silicone Putty Soft

- 300 + 300 ml.
- Accesorios.

Fast set
ML06045

Mezcla: 30"
Tiempo de trabajo: 1'30"

Boca: 2'30"
Total: 4'00"



Pistola de cartuchos

- Para cartuchos de 50ml.



· 1:1 · 2:1

ML09522

- Para cartuchos clásicos (Tipo 1).



· 4:1 · 10:1

ML66593

IMPRESIÓN



Cubetas para impresión

- Plástico rígido perforado con perfecta anatomía.
- Color verde.
- Bolsa con 10 cubetas.

Superior grande	ML03060
Superior mediana	ML03062
Superior pequeña	ML03064
Inferior grande	ML03061
Inferior mediana	ML03063
Inferior pequeña	ML03065
Surtido	ML03069
Surtido modelos parciales	ML03068



Puntas automezcla y cánulas intraorales

- Puntas de mezcla para silicona de adición tanto manual como de máquina o registro de mordida.

- Para máquina

ML09538

- Bolsa de 50 unidades.

- Puntas Amarillas

ML09528

- Bolsa de 48 unidades.

- Puntas Azules

ML09529

- Bolsa de 48 unidades.



- Puntas Intraorales

ML09530

- Bolsa de 100 unidades.

**100% NATURAL
100% CALIDAD**



Guantes de látex sin polvo

- 100% látex natural de máxima calidad.
- Adherentes y resistentes.
- Caja de 100 unidades.

XS	S	M	L
ML33522	ML33524	ML33526	ML33528

**EXCELENTE
elasticidad**



Guantes de nitrilo

- 100% nitrilo.
- Superficie microtexturada antideslizante.
- Caja de 100 unidades.

	Blanco	Azul	Rosa	Negro
Extra-Pequeña	ML33542-W	ML33542	ML33542-P	ML33542-B
Pequeña	ML33544-W	ML33544	ML33544-P	ML33544-B
Mediana	ML33546-W	ML33546	ML33546-P	ML33546-B
Grande	ML33548-W	ML33548	ML33548-P	ML33548-B
Extra-Grande		ML33549		



Dispensador de guantes

ML33602




DESECHABLES



Guantes estériles de látex

- Esterilizados con óxido de etileno.
- Alta resistencia y elasticidad.
- Caja de 50 pares.

	Con polvo	Sin polvo
Nº 6	ML33563	ML33563-S
Nº 6.5	ML33562	ML33562-S
Nº 7	ML33561	ML33561-S
Nº 7.5	ML33564	ML33564-S
Nº 8	ML33565	ML33565-S



Tallas

- Tallas estériles impermeables.
- Doble capa.
- Talla M · 50x75 cm
ML36352
- 100 unidades.
- Talla L · 75x90 cm
ML36353
- 50 unidades.



Batas

- Puño elástico.
- Paquete de 10 unidades.


Talla M: 115x135 cm	
Azul	ML36324
Talla L: 120x140 cm	
Azul	ML36326



Set estéril de protección para cirugía

ML36201

- 3 batas de polipropileno, 30 g/m², con puños elásticos. Color verde.
- 1 par de guantes grandes. Color blanco.
- 1 par de guantes medios. Color blanco.
- 1 par de guantes pequeños. Color blanco.
- 2 gorros ajustables con elásticos. Color verde.
- 1 gorro de cirujano con cinta posterior. Color verde.
- 3 mascarillas de alto riesgo, de triple capa, con cintas. Color verde.
- 1 paño impermeable de 50 x 60 cm fenestrado sin adhesivo. Color azul.
- 2 paños impermeables de 50 x 60 cm. Color azul.
- 1 paño impermeable de 80 x 100 cm. Color azul.



DESECHABLES



Gasas

- Compresas quirúrgicas

ML31202

- Alta capacidad de absorción.
- Tejido - No Tejido - 5x5 cm.
- Gramaje: 40 g/m.

- Paquete de 100 unidades.



- Gasas de algodón

ML31203

- De algodón - 7,5x7,5 cm.
- Paquete de 200 unidades.



Hielo Instantáneo

ML15501

- Caja de 24 bolsas.



Mascarillas

ML34002

- Triple capa sin fibra de vidrio.



Gafas protectoras

- Anti-vaho

ML97044



Agujas



30G Corta (03 x 21 mm)

ML31528

30G Corta (0,3 x 25 mm)

ML31525

- Para polimerización

ML69083



- Para protección contra rayos UV generados por la lámpara de fotopolimerizar.



DESECHABLES



Rolls



· Bolsa de 300 g.

N°1	ML31002
N°2	ML31003
N°3	ML31004



Dispensadores de algodón

· Dispensador
Rollos de Algodón

ML31125



· Dispensador
de Pellets

ML31120



· Algodonero
Limpio Pequeño

ML31102



· Algodonero
Sucio Grande

ML31110



Eyectores

· Bolsa de 100 unidades.

Verdes	ML32512
Azules	ML32510
Lilas	ML32516
Transparentes	ML32502



Dispensador de eyectores


ML33102



Funda para reposacabezas

· Medidas 28 x 36 cm.
· Caja de 200 unidades.

Verde	ML35072
Blanco	ML35070
Azul	ML35071



Servilletas papel-plástico

· Doble capa de papel y una de plástico.
· Resistentes y absorbentes.
· Medidas 33 x 45 cm.

· Caja de 500 unidades.

Verde	ML36003
Azul	ML36002
Marino	ML36023
Lila	ML36021



Baberos papel-plástico

ML32011



· Precortados con forma definida.
· Medidas 60 x 50 cm.
· Rollo de 80 unidades.



DESECHABLES



Papel absorbente para bandejas

- Medidas 28 x 18 cm.
- 250 unidades.

Verde Fresh	ML34508
Rosa	ML34507
Verde	ML34506
Naranja	ML34504
Lila	ML34503
Azul	ML34501
Blanco	ML34502



Dispensador de servilletas


ML36102



Dispensador de vasos

ML97032

- Ø 7 cm.
- Capacidad para 75 vasos.



vasos
incluidos.



Bandeja organizadora

ML31402

- Medidas 28 x 18 cm.
- Caja de 400 unidades.



*Instrumental
no incluido.



Bolsas para esterilización



- Bolsas autosellantes, resistentes y de alta calidad.
- Doble testigo de esterilización.
- Caja de 200 unidades.



Antes de la
esterilización



Esterilización
Completa

5,7 cm x 10,5 cm	ML13201
5 cm x 25 cm	ML13202
7,5 cm x 25 cm	ML13204
9 cm x 23 cm	ML13205
10 cm x 30 cm	ML13206
13,5 cm x 25,5 cm	ML13207
18 cm x 30,7 cm	ML13211
30 cm x 44,5 cm	ML13212



Rollos para esterilización



- Gran calidad y resistencia.
- Testigo para verificación.

5 cm x 200 m	ML13002
7,5 cm x 200 m	ML13004
10 cm x 200 m	ML13006
15 cm x 200 m	ML13008
20 cm Con fuelle x 100 m	ML13012
25 cm x 200 m	ML13017



Desinfección de superficies

Mima tu espacio.

El placer del aroma a limpio con la tranquilidad de un ambiente desinfectado.

- Desinfección inmediata de superficies de dispositivos médicos.
- Agradable aroma a limón.
- Evapora rápidamente.

- Envase de 1L / 5 L.

1 Litro ML11021
5 Litros ML11022



Jabón suave de manos

Nos preocupa tu piel.

Sabemos lo importante que son tus manos para ti, por eso también lo son para nosotros. Hemos enriquecido nuestra fórmula con glicerina para combinar máxima limpieza y protección.

ML11513

- Fórmula pH neutro con glicerina.
- Botella de 1L con dosificador.



Desinfección de sistemas de aspiración

Tu equipo es tu fiel reflejo...

Mantén tu equipo libre de residuos y con una capacidad de aspiración constante.

- Desinfección y limpieza de sistemas de aspiración, sistemas de separadores, escupideros y grupos hídricos.
- Efecto bactericida, fungicida y virucida.
- No produce espuma.
- 2% de disolución, diluir 20ml de producto en 1L de agua (5L=250L).

- Garrafa de 5L + dosificador.



Toallitas DESINFECTANTES

La humedad que dura.

Nuestras toallitas tienen el grado de humedad perfecto que asegura la correcta limpieza y desinfección de tu clínica.

ML11514

- Limpieza y desinfección rápida de pequeñas superficies en el sector sanitario.
- Desinfectan superficies, eliminan bacterias, hongos similares a levaduras, bacilos de tuberculosis, virus envueltos (incluidos Vaccinia, BVD, VIH, VHB, VHC), rotavirus y norovirus en 30 segundos.
- Bote dispensador de 100 unidades.



Instrumental DESINFECCIÓN



¡Estrena instrumental todos los días!

Nuestra formulación exclusiva elimina cualquier resto biológico adherido al instrumental con total eficacia y mayor seguridad de manipulación.

ML10502

- Efecto bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida.
- Utilizable en baño ultrasónico.
- 2% de disolución, diluir 20ml de producto en 1L de agua (1L = 50L).
- Botella de 1L.

Reposición toallitas

ML11515

- Paquete de 1





Pasta para profilaxis

- Nuestra formulación única quita la placa y la materia alba de los dientes.
- Sin fluoruro y sabor agradable.
- Bote de 200 g.

Sabor Menta		Sabor Chicle	
Grano Medio	ML90524	Grano Medio	ML90524-C
Grano Grueso	ML90523	Grano Grueso	ML90523-C



Cubetas para flúor desechables

- Caja de 50 unidades.

Pequeñas - Verdes	ML90722
Medianas - Amarillas	ML90723
Grandes - Azules	ML90724



Estuches para prótesis

ML97079

- Colores surtidos.
- Tamaño 88 x 82 x 45 mm.
- Caja de 12 unidades.



Puntas para bisacrílico

ML66596-1

- Bolsa de 50 unidades.



By **carl martin**  specially for


MEDICALINE



Set de diagnóstico

ML49241



Espejos N°5

- Plano de Ø 24 mm.
- Caja de 12 unidades.



· Cone socket

Sin rodio	ML42908
Con rodio	ML42909

· Rosca europea

Sin rodio	ML42913
Con rodio	ML42918



Mangos para espejo

- Octogonal Cone Socket

ML42917

- Redondo Cone Socket


ML42949

- Octogonal de rosca europea

ML42950



Pinzas



Exploradores



Porta Clamps

ML46351



Perforador de Diques

ML46361



Jeringa

ML44710



Porta Matrices

ML46305

- Universal Tofflemire







Espátulas



Excavadores



Obturadores



**acero
ETERNO**

La calidad no es casualidad...
del mejor acero, la mayor
durabilidad y resistencia.

Periostótomos



Sonda



Limpiador



Curetas



Separador de mejillas, lengua o colgajos





Hojas de Bisturí

15C	ML41025
12D	ML41023
11	ML41021
12	ML41022
15	ML41024
20	ML41019




Mango de Bisturí



Pinzas de Disección




Pinzas Hemostáticas Halstead-Mosquito



Tijeras para Encía

TC · Set de tijeras Super Cut



Porta Agujas

TC · TC = Carburo de Tungsteno



- SISTEMA PALMER:
- Una línea vertical, que representa la línea media, separa los cuadrantes izquierdos de los derechos.
 - Una línea horizontal separa los cuadrantes superiores de los inferiores.
 - Los dientes permanentes se designan del 1 al 8 (desde la línea media) y los dientes temporales con letras desde la "a" a la "e".



Fórceps

321 | 123


Incisivos y caninos superiores · 150



ML43301

76 | 67

Pico de loro · 86



ML43404

54 | 51
Inferiores · 13



ML43367


51A



54



Inferiores · 33



76



ML43322

8 | 8
Superiores · 67A



ML43378


Inferiores · 79



ML43391




Fórceps Infantiles




ML43429

Inferiores · 69



Incisivos superiores




ML43445-L




Incisivos inferiores

ML



ML43447-L



Elevadores



By  **Intensiv** specially for
Swiss Dental Products




MEDICALINE



Fresas de diamante natural

Precisión, durabilidad, corte, eficacia...

FORMAS




LEYENDA

Símbolos			
			
Preparación de cavidades	Preparación de prótesis	Acabado de restauraciones	Angulación de la punta

Grano	Métrica
Coarse · Grueso	125 µm
Medium · Medio	80 µm
Fine · Fino	40 µm



Bola


801 · Bola		
ISO Ø 1/10 mm		
FG		
Grano Grueso		
Grano Medio		
Grano Fino		
		
		



801L · Bola larga	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	
L (mm)	8,5
Grano Grueso	
Grano Medio	
Grano Fino	
	
	



Cono Invertido

805 · Cono invertido	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	
L (mm)	1,0
Grano Grueso	
Grano Medio	
Grano Fino	
	
	



807 · Cono invertido largo	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	
L (mm)	4,0
Grano Grueso	
Grano Medio	
Grano Fino	
	
	



Pera

830 · Pera

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	3,0	3,0	3,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23404	ML23405
Grano Medio	M Medium	ML20305	ML21106
Grano Fino	F Fine	ML23483-0	ML23483-2
		ML23483-4	



830L · Pera larga

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	4,2	4,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23405-L
Grano Medio	M Medium	ML20300
Grano Fino	F Fine	ML23462-2
		ML23462-1



Cilíndricas



835KR · Cilindro corta-borde redondeado

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23412	ML23413
Grano Medio	M Medium	ML20321-0	ML20321-2
Grano Fino	F Fine	ML23484-0	ML23484-2
		ML23484-4	

835 · Cilindro corto

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23409	ML23410
Grano Medio	M Medium	ML21117	ML21118
Grano Fino	F Fine	ML23486-0	ML23486-2
		ML23486-4	



836 · Cilindro corto hombro paralelo

ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	018
L (mm)	6,0	6,0	6,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23411-2	ML23411-6
Grano Medio	M Medium	ML20325	ML20326
Grano Fino	F Fine	ML23487-2	ML23487-4
		ML23487-8	



837 · Cilindro larga hombro paralelo

ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	016
L (mm)	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23415	ML23416
Grano Medio	M Medium	ML20331	ML20332
Grano Fino	F Fine	ML23462-A	ML23462-B
		ML23462-C	



837KR · Cilindro XL borde redondeado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23418
Grano Medio	M Medium	ML20332-K
Grano Fino	F Fine	ML23488-2
		ML23488-4



885 · Cilindro biselado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	7,5	7,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23444
Grano Medio	M Medium	ML20537
Grano Fino	F Fine	ML23485-2
		ML23485-4





881 · Cilindro redondeado					
ISO Ø 1/10 mm					
FG	012	014	016	018	
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0	
Grano Grueso	C	ML23441	ML23442	ML23443	ML23443-8
Grano Medio	M	ML20525	ML20526	ML20527	ML20527-8
Grano Fino	F	ML23489-2	ML23489-4	ML23489-6	ML23489-8

878 · Cilindro torpedo			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	016
L (mm)	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23437	ML23438
Grano Medio	M	ML20496	ML20497
Grano Fino	F	ML23475-2	ML23475-4



879 · Cilindro torpedo		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	10,0	10,0
Grano Grueso	C	ML23438-D
Grano Medio	M	ML20506
Grano Fino	F	ML23476-2



Llama

862 · Llama cilindro		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23447-1
Grano Medio	M	ML20460
Grano Fino	F	ML23491



860 · Llama cilindro		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	
L (mm)	5,0	
Grano Grueso	C	ML23445-A
Grano Medio	M	ML20449
Grano Fino	F	ML23477-0



Torpedo

878K · Torpedo cónico				
ISO Ø 1/10 mm				
FG	012	014	016	018
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23438-3	ML23438-K	ML23438-6
Grano Medio	M	ML20501	ML20502	ML20503
Grano Fino	F	ML23495-2	ML23495-4	ML23495-6



Cónicas


845 · Cónica corta

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	4,0	4,0
Grano Grueso	C	ML23425-2
Grano Medio	M	ML20358
Grano Fino	F	ML23490-2
		ML23425-4
		ML20359
		ML23490-4



848 · Cónica larga

ISO Ø 1/10 mm			
FG	014	016	018
L (mm)	10,0	10,0	10,0
Grano Grueso	C	ML23423-4	ML23424
Grano Medio	M	ML20380	ML20382
Grano Fino	F	ML23492-4	ML23492-6
			ML23492-8



856 · Cónica redondeada

ISO Ø 1/10 mm				
FG	012	014	016	018
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23432-1	ML23432	ML23433
Grano Medio	M	ML20423	ML20424	ML20425
Grano Fino	F	ML23467	ML23468	ML23469
				ML23470



Lanza

852 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	014	018
L (mm)	6,0	6,0
Grano Grueso	C	ML23430-A
Grano Medio	M	ML20398
Grano Fino	F	ML23464
		ML23430-B
		ML20399
		ML23464-8



859 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	014	018
L (mm)	10,0	10,0	10,0
Grano Grueso	C	ML23434-0	ML23434-4
Grano Medio	M	ML20440	ML20442
Grano Fino	F	ML23472	ML23473
			ML23474



955 · Lanza redondeada

ISO Ø 1/10 mm		
FG	008	010
L (mm)	4,0	4,0
Grano Grueso	C	ML23446-B
Grano Medio	M	ML20559-B
Grano Fino	F	ML23496-B
		ML23446-A
		ML20559-A
		ML23496





Balón de Rugby



368 - Football apuntada			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	016	021	023
L (mm)	3,5	5,0	5,0
Grano Grueso	C	ML23402	ML23402-1
Grano Medio	M	ML20222	ML20212-1
Grano Fino	F	ML23452	ML23453-1

379 - Football redondeada			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	018	023	
L (mm)	3,5	4,5	
Grano Grueso	C	ML23448-8	ML23448
Grano Medio	M	ML20249	ML20250
Grano Fino	F	ML23451-8	ML23451-3




Rueda



909 - Rueda			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	039		
L (mm)	1,3		
Grano Grueso	C	ML23446	
Grano Medio	M	ML20555	
Grano Fino	F	ML23496-9	



Freseros



- Esterilizable en frío.
- Capacidad para 12 fresas.

CA	ML26606
FG	ML26602



Cajas desinfección de fresas

Azul	ML26619
Rosa	ML26619-R





Fresas de Carburo Tungsteno

Las fresas de carburo de tungsteno Medicaline son instrumentos fabricados con máquinas de control numérico para ofrecer un alto estándar de calidad.

Han sido diseñados para la apertura y conformación de cavidades, así como para el acabado de restauraciones de composite y amalgama.

FG N°4	001.314.014	ML23511
FG N°5	001.314.016	ML23513
FG N°8	001.314.023	ML23516
CA N°2	001.204.010	ML24407
CA N°3	001.204.012	ML24409
CA N°4	001.204.014	ML24411
CA N°5	001.204.016	ML24413
CA N°6	001.204.018	ML24414
CA N°7	001.204.021	ML24415
CA N°8	001.204.023	ML24416
CA N°37	010.204.014	ML24424
FG N°36	010.314.012	ML23523
FG N°329	237.314.006	ML23550
FG N°330	237.314.008	ML23551
FG N°331	237.314.010	ML23553
FG N°332	237.314.012	ML23555
FG N°331L	234.314.010	ML23554
FG N°332L	234.314.012	ML23556
FG N°333L	234.314.014	ML23558



FG N°57L	110.314.010	ML23530	
FG N°169L	171.314.009	ML23536	
FG N°170L	171.314.010	ML23538	
FG N°700L	171.316.010	ML23571	
FG N°1558	137.314.012	ML23592	
FG N°701	168.314.012	ML23572	
CA N°1171	194.204.012	ML24487	
FG N°169	168.314.009	ML23535	
FG N°170	168.314.010	ML23537	
FG N°7901	495.314.009	ML23750	
CORTA CORONAS	139.314.012	ML24104	





Soul



Una ayuda extra

En sus manos tiene un bracket de zafiro tan estético que nos hemos visto en la necesidad de ayudarle con nuestra guía cromática de posicionamiento para facilitar su cementado.



Facilidad de manejo

- Técnica 100% arco recto, disponible Roth (0,18" - 0,22") y MBT (0,22").


Confort del paciente

- Guía cromática de posicionamiento sin látex.
- Morfología anatómica para mayor comodidad de su paciente.


Guía cromática

Morfología anatómica

Base microtratada



Brackets de zafiro



Kit - 5 - 5 U/L Hook 3,4,5 - 20 unidades																	
Prescripción Roth						Prescripción MBT											
.022"			ML95300			.018"			ML95320			.022"			ML95340		
Reposiciones - 5 unidades																	
Torque						Roth .022"		Roth .018"		Torque						MBT .022"	
U1R	+11°	+5°	.113"	ML95305	ML95325	+17°	+4°	.113"	ML95345	U1R							
U1L				ML95301	ML95321				ML95341	U1L							
U2R	+8°	+9°	.106"	ML95306	ML95326	+10°	+8°	.106"	ML95346	U2R							
U2L				ML95302	ML95322				ML95342	U2L							
U3R	+2°	+8°	.119"	ML95307	ML95327	-7°	+8°	.119"	ML95347	U3R							
U3L				ML95303	ML95323				ML95343	U3L							
U4 / 5R	-7°	0°	.110"	ML95308	ML95328	-7°	0°	.110"	ML95348	U4 / 5R							
U4 / 5L				ML95304	ML95324				ML95344	U4 / 5L							
L1 / 2L	-1°	0°	.093"	ML95309	ML95329	-6°	0°	.093"	ML95349	L1 / 2L							
L1 / 2R				ML95313	ML95333				ML95353	L1 / 2R							
L3L	-11°	+7°	.108"	ML95310	ML95330	0°	+3°	.108"	ML95350	L3L							
L3R				ML95314	ML95334				ML95354	L3R							
L4L	-17°	+3°	.110"	ML95311	ML95331	-12°	+2°	.110"	ML95351	L4L							
L4R				ML95315	ML95335				ML95355	L4R							
L5L	-21°	+6°	.110"	ML95312	ML95332	-17°	+2°	.110"	ML95352	L5L							
L5R				ML95316	ML95336				ML95356	L5R							

↗ = Angulación


↖ = Ancho

MBT es una marca registrada de 3M Unitek.

Rendimiento óptimo y una gran resistencia



Arcos Ni-Ti estéticos



Facilidad de manejo

- Excelente memoria y alta resiliencia.
- Recomendado para cualquier fase del tratamiento.
- Optimizan el movimiento de los dientes mal posicionados.

Confort del paciente

- Color natural al combinarlo con cualquier bracket estético.
- 3 capas de barniz de teflón de alta resistencia.



Redondos

Reposiciones 10 unidades		
	Natural Form	Ovoid Form
Superior	.012"	ML95931
	.014"	ML95932
	.016"	ML95933
	.018"	ML95934
	.020"	ML95935
Inferior	.012"	ML95936
	.014"	ML95937
	.016"	ML95938
	.018"	ML95939
	.020"	ML95940



Rectangulares

Reposiciones 10 unidades		
	Natural Form	Ovoid Form
Superior	.016"x.016"	ML96061
	.016"x.022"	ML96062
	.017"x.025"	ML96063
	.018"x.025"	ML96064
	.019"x.025"	ML96065
Inferior	.021"x.025"	ML96066
	.016"x.016"	ML96067
	.016"x.022"	ML96068
	.017"x.025"	ML96069
	.018"x.025"	ML96070




Coils Ni-Ti



Cerrados

Sobre de 10 unidades




d: 0.010" (0,25mm)
D: 0.030" (0,76mm)

Fuerza:	Light	Medium
L: 0.35"(9mm)	ML96701	ML96702
L: 0.47"(12mm)	ML96703	ML96704

Abiertos

Sobre de 3 unidades



d: 0.010" (0,25mm)
D: 0.033" (0,80mm)

Fuerza:	Light
L: 7"(177,8mm)	ML96711

Facilidad de manejo

- Ojales de anclaje para un ajuste rápido y seguro.
- Tracción constante de larga duración.

Confort del paciente

- Fácil de ajustar al gancho del bracket.


Facilidad de manejo

- Fácil de usar, medir, cortar, colocarlo en el arco y ligar.
- Ideal para tratar dientes muy apiñados.

Confort del paciente

- Muy útiles para tratar a pacientes poco cooperativos.
- Fuerza variable, comienzan con una fuerza inicial que disminuye en seis semanas.

Opera



Más que un autoligado...

Con un simple gesto Opera supera las limitaciones del autoligado convencional, ofreciendo la posibilidad de convertirse en un bracket gemelar para conseguir mayor control de rotación en la última fase del tratamiento.




Facilidad de manejo

- Instrumento propio para la manipulación del clip.
- Base de malla de 80 hilos, otorga un cementado óptimo.
- Fabricado con tecnología MIM.
- Técnica 100% arco recto, disponible Rot (0,18" - 0,22") y MBT (0,22").

Confort del paciente

- Pasivo, trabaja con baja fricción.
- Morfología anatómica para mayor comodidad de su paciente.
- Diseño abierto, permite una máxima higiene del paciente.

Diseño abierto



Base de malla de 80 hilos


Morfología anatómica



Brackets metálicos autoligados de baja fricción



Instrumento de apertura
ML95680



Kit · 5 · 5 U/L Hook 3,4,5 · 20 unidades

Prescripción Roth Prescripción MBT

.022" ML95600 .018" ML95620 .022" ML95640

Reposiciones · 5 unidades

	Torque	↔	Roth .022"	Roth .018"	Torque	↔	MBT .022"			
U1R	+12°	+5°	.118"	ML95605	ML95625	+17°	+4°	.130"	ML95645	U1R
U1L				ML95601	ML95621				ML95641	U1L
U2R	+8°	+9°	.102"	ML95606	ML95626	+10°	+8°	.110"	ML95646	U2R
U2L				ML95602	ML95622				ML95642	U2L
U3R	-2°	+10°	.110"	ML95607	ML95627	-7°	+8°	.118"	ML95647	U3R
U3L				ML95603	ML95623				ML95643	U3L
U4 / 5R	-7°	0°	.106"	ML95608	ML95628	-7°	0°	.110"	ML95648	U4 / 5R
U4 / 5L				ML95604	ML95624				ML95644	U4 / 5L
L1 / 2L	0°	0°	.094"	ML95609	ML95629	-6°	0°	.094"	ML95649	L1 / 2L
L1 / 2R				ML95613	ML95633				ML95653	L1 / 2R
L3L	-11°	+7°	.110"	ML95610	ML95630	0°	+3°	.130"	ML95650	L3L
L3R				ML95614	ML95634				ML95654	L3R
L4L	-17°	0°	.106"	ML95611	ML95631	-12°	0°	.110"	ML95651	L4L
L4R				ML95615	ML95635				ML95655	L4R
L5L	-22°	0°	.106"	ML95612	ML95632	-17°	0°	.110"	ML95652	L5L
L5R				ML95616	ML95636				ML95656	L5R

↗ = Angulación

↔ = Ancho

MBT es una marca registrada de 3M Unitek.



Ácido grabador

ML96902



Facilidad de manejo

- Excelente viscosidad y manejo.
- Libre de sílice.

Confort del paciente

- Libera oxígeno al grabar.

4 jeringas de 1,2 ml de etchant gel + 8 puntas dispensadoras.



Composite ortodóntico



Facilidad de manejo

- Su viscosidad permite fijar el bracket sin que resbale.
- Tiempo de manipulación ilimitado.
- Adhesión a metal, cerámica y plástico.

Confort del paciente

- Libera flúor.

4S Kit	4 jeringas de 5 g de Composite + 7 ml de Adhesivo Ortodóntico + 7 ml de Etchant Líquido + Accesorios	ML96904
1S Kit	1 jeringa de 5 g de Composite + 3 ml de Adhesivo Ortodóntico + 1,2 ml de Etchant Gel + Accesorios	ML96905
Reposición	Jeringa de 5 g de pasta	ML96906



Adhesivo Ortodóntico

ML96901

Facilidad de manejo

- Compatible con todo tipo de brackets.
- Hidrofóbico.

Confort del paciente

- No reseca, sin relleno.

Frasco de 3 ml.



Ionómero de vidrio

ML96903



Facilidad de manejo

- Fraguado dual.
- Color azul de fácil contraste, fácil de limpiar.
- Ideal para el levante de mordida.

Confort del paciente

- Liberación continua de flúor.

1 jeringa Automix de 10 g + 5 puntas de mezcla + 5 puntas intraorales + instrucciones.



Máscara facial multiajustable (Petit)

Facilidad de manejo

- Indicadas para las clases III.
- Diseño ergonómico y fácil de ajustar a la anatomía facial.

Confort del paciente

- Máxima comodidad para el paciente.
- Muy ligera.

1 unidad	
Azul	ML96728
Roja	ML96729
Perla	ML96730



Estuches para ortodoncia

ML97078



- Cajas fabricadas en plástico de alta calidad para guardar placas de ortodocia.
- Disponible en colores surtidos.
- Tamaño 88 x 82 x 28 mm.

Caja de 12 unidades.



Alicates para alineadores

- Los alicates para alineadores invisibles Medicaline son instrumentos fabricados en acero inoxidable específicamente diseñados para resaltar, precisar y perfeccionar la biomecánica de los alineadores invisibles.



Alicate perforador (botones) 6mm ML40793

- Se usan para realizar un corte en el lado lingual del incisivo central con el fin de que los alineadores no presionen la papila dental.
- Además se puede realizar una muesca semicircular en el lado labial del retenedor a nivel de cualquier diente que deba llevar colocado un bracket o botón adhesivo.



Alicate perforador de muescas ML40794

- Con el alicate perforador muesca se pueden realizar ángulos de diferentes profundidades para formar ganchos de tracción.
- La dirección del gancho se puede ajustar libremente para que los elásticos encajen.
- El gancho de tracción en forma de lágrima se puede utilizar para tracción tipo 2, tipo 3, triangular y antihoraria.
- También se pueden crear ganchos para realizar tracción de dientes elongados.



Alicate conformador vertical ML40796

- Con el alicate de pliegue vertical se potencia la torsión de las raíces de los dientes individuales, realizando huecos en el borde labial o lingual de cualquier diente.
- También se puede formar una depresión en la muesca o en el lado gingival de los ataches para aumentar la retención del retenedor.



Alicate conformador horizontal ML40795

- Los alicates de pliegue horizontal se usan para girar los dientes en el ángulo de la línea media mesial y distal para mejorar el control de los dientes giroversionados.



Alicate punto de presión ML40797

- Diseñado para crear puntos de presión en el alineador.
- Con este alicate podremos terminar de rotar incisivos e incluso caninos.





Portacepillo

ML97512

- Caja de 12 unidades.
- Caja expositora.



Gua

ML97511

- Caja de 12 unidades.
- Caja expositora.



Colgante para dientes de leche

ML97500

- 5 Unidades.







www.medicaline.es

info@medicaline.es · 964 25 25 52

Pol. Ind. Ciudad del Transporte · C/ Luxemburgo, 75
12006 · Castellón · España

Solicite los productos Medicaline a su depósito dental.

MLCATGEN_C2402131600_ES