COLTENEGROUP





Os seus contactos

COLTENE Ibéria



COLTENE



Coltolux Comfort Lâmpada de polimerização led



HySolate Liquid Dam Barreira gengival fotopolimerizável



ROEKO Gelatamp white Esponja hemostática reabsorvível



CanalPro X-Move

Total liberdade de movimento

O motor endodôntico sem fios CanalPro X-Move dispõe de dois modos de movimento, rotação contínua e reciprocante, ajustável a todos os sistemas de limas atuais. O motor é flexível e agradáve de utilizar.

Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta!



Dr Mariotti



A polivalência de CanalPro X-Move

Na clínica utilizamos o CanalPro X-Move com sistemas de instrumentação reciprocantes e de rotação contínua. Encontrará já programados no motor os sistemas de limas da gama COLTENE, mas pode também programar até outros 8 sistemas de limas diferentes. A grande liberdade de configuração, especialmente a velocidade que pode chegar até 2500 rpm, permite-me a utilização de sistemas específicos.




"COLTENE

#COLTENE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Contra-Ângulo: 360 graus de rotação
- Intervalodel torque: 04 5.0 Ncm
- Intervalo de velocidade: 100 2.500 rpm
- Ajuste ângulos reciprocantes: intervalos de 10º
- Intervalo de ângulos: 20° 400°
- Mini contra-ângulo isolado de 8 mm de diâmetro e 9.7 mm de altura.



CanalPro X-Move

65002739	1552,95€

- 1 × Peça de mão motorizada
- 1 × Base de carga
- 1 × Contra ângulo
- 1 × Adaptador para lubrificação
- 1 × Cabo de medição
- 4 × Porta lima
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonda de contacto
- 2 × Junta tórica
- 1 × Adaptador corrente universal
- 1 × Batería
- 1 × Instruções de uso
- 1 × Guía conselhos de uso localizador de ápex
- 1 × Lista do conteúdo da embalagem

HyFlex EDM

Resistência à fratura até **700% superior**!

HandFiles

HyFlex EDM Reposição

52,79€ Preço resultante = **35**,19€ ud

Orifice

Opener


3 × Lima de sua escolha

Comp.

21 mm

25 mm

15 mm



Lima de permeabilização

segundo a anatomía do canal

PRODUTO DO MÊS **MAIO**

HyFlex EDM Kit de conformado Simples

60019596

52,79€	Preço resultante = $35,19$	€ud		
1 × ◎ 25/.12 Orit 1 × ◎ 10/.05 Lim 1 × ◎ 25/~ Lima Comp	a de permeabilização			
21 mm	60022267		T	7
25 mm	60019363	8		ð
			No.	

HyFlex EDM Kit de conformado Médio

52,79€	Precio resultante = $35,1$	9€ ud		
1 × ● 10/.05 Lima de permeabiliz 1 × ● 20/.05 Lima de preparação 1 × ● 25/~ Lima de conformação Comp				
21 mm	60022277			
25 mm 60022278				
		9	1	

Lima de

preparação

Lima de

conformado

Lima de acaba-

mento (opcional)

HyFlex EDM Kit de acabamento 25 mm (opcional)

52,	79€	Preço resultante = 35,1		,19€ ud		
1 × • 40/.04 1 × • 50/.03 1 × • 60/.02					ı	1
1 X • 60	21 m	m	25 mm	_ 🕌		
40/.04	60022	271	60019597	_		1
50/.03	60022	272	60019598		ij	
60/.02 60022274		274	60019599	8	8	8
				9	8	9
				0	900	9
				8	9	\$



SISTEMA DE LIMAS EDM NITI

HyFlex EDM – Sequência OGSF

Vantagens

- → Resultados previsíveis aplicando o protocolo standard OGSF
- → Preparação rápida dos casos quotidianos graças ao equilíbrio otimizado entre o extremo e a conicidade em toda a sequência
- → **Segurança do paciente melhorada** graças à major resistência à fracura do material e à aplicação do protocolo standard OGSF





Dr Bondari

O uso de limas com uma baixa conicidade torna-se evidente na era do "minimamente

invasivo". Se as limas EDM One File se podem utilizar na maioria dos casos clínicos, a chegada da sequência OGSF apenas pode ser vantajosa, especialmente para casos com comprimentos radiculares significativos, com curvaturas importantes ou com difícil permeabilidade. Efetivamente as limas OGSF são uma solução geral para a maioria dos casos.



Creio que é necessário ter em conta as propriedades da liga utilizada para o fabrico destas limas, e não duvide em

pre-curva-las quando o acesso aos canais seja difícil. Verificar as limas para ver se se produziu alguma deformação durante a preparação do canal radicular, para ter um pouco mais de informação sobre a dificuldade do caso. Durante a verificação, não duvide em aquecer a lima para que volte à sua forma inicial antes de continuar com a preparação. Se a lima não volta à sua forma inicial, deve ser substituída.



HyFlex EDM-OGSF - Pontas de Gutapercha

 $60 \times Pontas de Gutapercha HyFlex EDM-OGSF$

20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
30/.04	60036504
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Sortido 20/.05 - 60/.02	60022705



HyFlex EDM-OGSF - Puntas de Papel

100 × Pontas de Papel HyFlex EDM–OGSF

14 64€

17,046	
20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
30/.04	60036503
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Sortido 20/.05 - 60/.02	60022744





RETRATAMENTO

HyFlex Remover

A lima essencial para retratamentos

- ✓ Uma única lima é necessária para retirar o material de obturação
- ✓ Respeita a anatomía do canal
- ✓ Eficaz, sem necessidade de solventes
- ✓ Ponta inativa

30/.07

Torque máximo: 2.5 N.cm Velocidade de rotação: 400-800 rpm Tratamento térmico: C.Wire







HyFlex Remover

5 × B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

64,70€

19 mm	60023649
23 mm	60023648

roeko **GuttaFlow** bioseal

Consistência ideal e idêntica durante toda a duração do tempo de trabalho

Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560 171,55€

1 × Seringa automistura 12 × Pontas de mistura

1 × bloco de mistura

Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta!





Reposição ROEKO **GuttaFlow bioseal**

60019561	155,26€
----------	---------

1 × Seringa de automistura 5 ml

CanalPro

Irrigação e acessórios

Suporte SyringeFill CanalPro de parede

60031348 153.13€

1 × Suporte de parede para frasco 500 ml

3 × SyringeFill Cap



Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta!

Suporte SyringeFill CanalPro para mesa

60031347	252,78€
----------	---------

1 × Suporte de mesa para frasco 500 ml

3 × SyringeFill Cap



Seringas CanalPro

14,10€

17,06€

50 × Seringas 5 ml

50 × Seringas 10 ml

	5 ml	10 ml
•	60019321	60011173
	60019322	60011174
•	60019323	60011175
	60019324	60011176



CanalPro NaOCI 3 %

CanalPro NaOCI 6%

38,38€

CanalPro SyringeFill Cap



CanalPro EDTA 17%



CanalPro Slotted end Tip

47,56€




CanalPro CHX 2%



CanalPro Side Port Tips

110,08€







LÂMPADA DE POLIMERIZAÇÃO LED

Coltolux Comfort


Simples. Eficaz. Fiável.

Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta! Coltolux Comfort é uma lâmapada de polimerização Led sem fios, com um único modo, um botão, fácil de utilizar. A sua potente intensidade de 1200 mW/cm² é compatível com todos os fotoiniciadores à base de Canforquinona.

- ✓ O grande diâmetro da lente de 11 mm cria um perfil de feixe homogéneo, para uma polimerização uniforme em toda a superfície
- ✓ Cabeça de perfil baixo com curvatura de 90 graus para um acesso mais fácil às regiões posteriores
- ✓ Desenho anti rotação
- ✓ Leve e ergonómica
- ✓ Modo de fotopolimerização único, fácil de usar, com um só toque
- ✓ Bateria substituível pelo utilizador
- ✓ Construida em materiais duradouros e fáceis de desinfetar.
- ✓ A batería de carga indutiva sem contactos metálicos é duradoura e protegida contra a corrosão.

Perfil da guía de luz homogénia para uma polimerização uniforme

sobre toda a superfície





Protetor de luz intraoral. Especificamente concebido para que a lente seja colocada ao mesmo nivel que o plano de polimerização.



Kit Coltolux Comfort

60034390	690,23€
----------	---------

- Peça de mão
- Batería
- Carregador
- Alimentador USB-C com adaptadores
- Protetor de luz intra-oral
- Protetor de luz externo
- Protetores de lente
- 100 × Fundas protetoras
- 1 × Bloco de prova para compósitos

BRILLIANT Lumina

Um luminoso sorriso natural

H₂O₂ expira legalmente!

PAP

o novo presente do branqueamento dentário.

SEM SENSIBILIDADE. Não contém peróxido de hidrogénio

Com BRILLIANT Lumina, tem uma solução inovadora para os seus tratamentos de branqueamento dentário. A sua fórmula, pela primeira vez, não contém peróxido de hidrogénio ou de carbamida. De facto, BRILLIANT Lumina basea-se sobre o principio ativo PAP (ácido ftalimidoperoxicaproico).

A particularidade deste produto: a sua fórmula única ajuda a manter a alta concentração de PAP a um nível suficientemente alto para conseguir um sorriso naturalmente mais claro e brilhante num tratamento na clínica.

BRILLIANT Lumina – kit de introdução

65002864 **101**,94€ Preço resultante = **67**,96€ ud

- $4 \times Gel$
- 1 × Ativador
- 1 × Folheto informativo







NOVIDADE



HySolate Liquid Dam

Protetor gengival fotopolimerizável

- → Bom controle visual durante a aplicação devido à sua cor azulada
- → Fácil de retirar
- → Aplicação direta com as pontas incluídas
- → Complemento perfeito para o sistema branqueador BRILLIANT Lumina





CIMENTO DE RESINA AUTO-ADESIVO DE POLIMERIZAÇÃO DUAL

SoloCem

Adesão e selamento fiáveis em uma única etapa



Adesão estética



Restaurações duradouras



SoloCem Reposição

Preço resultante = 78,48€ ud 117,72€

- 1 × Seringa Automix 5ml
- 5 × Pontas misturadoras castanhas super fina
- 5 × Pontas misturadoras castanhas fina

Dentina	60014062
Branco opaco	60014061
Trans	60019840





ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Perfeita coesão em todas as situações



Único agente adesivo universal para todas as indicações e técnicas de gravado. FÓRMULA MDP4-META



Extremamente ecónomico: Até 300 aplicações por frasco



Valores de adesão e de selamento marginal excecionais e estáveis no tempo.

ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposição frasco

60019539 101,57€

1 × Frasco 5 ml



60019540 130,28€

50 × Monodose 0.1ml 50 × Pinceis

*Metacriloiloxidecil dihidrógeno fosfato



Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta!





BRILLIANT EverGlow Flow

O complemento ideal

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ Ideal para obturar lugares lugares de difícil acesso e selamento de fissuras
- ✓ Excelente conservação do brilho
- ✓ Boas propriedades de adaptação devido à sua baixa viscosidade
- ✓ Alta estabilidade e perfeita tixotropia
- ✓ Nivel absoluto de precisão na sua aplicação

Muito estável e, também, bastante fluido

Com BRILLIANT EverGlow Flow, contar com uma excelente estabilidade e com uma boa fluidez já não é uma contradição. BRILLIANT EverGlow Flow consegue combinar ambas propriedades num único material, o que torna incrivelmente versátil. Com a sua alta estabilidade inicial e as suas perfeitas propiedades tixotrópicas, BRILLIANT EverGlow Flow pode-se aplicar com

Dois tamanhos de pontas de aplicação para múltiplas



Resultados muito estéticos





Tonalidade opaca



final



BRILLIANT EverGlow Flow Reposição Seringas

Preço resultante = **22,32**€ ud



	DENTINA -							
	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	A4/C4		
Seringas	60019752	60019753	60019754	60019755	60019756	60019757		

	ESMALTE —
	TRANS
Seringas	60019758

OPACOS —					
OA2	OA3				
60019751	60023825				



BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow é o material de obturação ideal para restaurações faceis e rápidas. Baseado na tecnologia de êxito da carga BRILLIANT, é o complemento perfeito para BRILLIANT EverGlow e EverGlow Flow.





Não necessita uma camada superior de outro material

A elevada resistência à abrasão permite obter de forma eficaz restaurações de qualidade em uma única etapa, na medida em que a última capa è do mesmo material.

Profundidade de polimerização fiável de 4mm

Capas sucessivas de até 4mm de espessura polimerizam-se junto com a fluidez e a sua capacidade de adaptação,

Um material Multi Tonalidade



Reposição BRILLIANT Bulk Fill Flow

Preço resultante = **29**,33 € ud





BRILLIANT EverGlow

Excelente capacidade de polimento e brilho duradouro

Graças à composição da sua sofisticada carga, BRILLIANT EverGlow apresenta uma superfície excecionalmente lisa, acetinada e brilhante durante a obturação. O polimento converte-se num simples detalhe e uma restauração estética pode ser realizada em pouco tempo. Além disso, BRILLIANT EverGlow destaca-se pela larga conservação do seu brilho.

- ✓ Sistema Duo Shade



EDITOR'S CHOICE



Preço resultante = **28,34**€ ud 56.67€



BRILLIANT EverGlow

Reposição Tips

82,86 € Preço resultante = 41 ,43 € ud

 $20 \times \text{Tips } 0.2 \text{ g}$





	DENTINA -						
	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	C2/C3	A4/C4
Seringas	60019697	60019698	60019699	60019700	60019701	60019702	60019703
Tips	60019706	60019707	60019708	60019709	60019710	60019716	60019717

BRILLIANT EverGlov

BRILLIANT EverGlow"

	ESMALTE —			
	BL TRANS	TRANS		
Seringas	60019705	60019704		
Tips	60019719	60019718		

		– OPACOS –		
OBL	OA1	OA2	OA3	OA4
60019743	60019744	60023819	60019745	60023820
60019746	60019747	60023823	60019748	60023824

PRODUTO DO MÊS **ABRIL**

omoção válida unicamento n o seu promotor COLTEN



BLOCOS E DISCOS DE COMPÓSITO REFORÇADO PARA RESTAURAÇÕES PERMANENTES

BRILLIANT Crios

Alto rendimento de forma brilhante

INDICAÇÕES: INLAYS, ONLAYS, FACETAS, COROAS, COROAS SOBRE IMPLANTES.







CASO CLÍNICO COM BRILLIANT Crios

Cortesía Dr. Nicolás Gutiérrez. Presidente DOA academy doadental.com/academy





Paciente adulto com desgastes generalizados e perda de dimensão vertical



COLTENE

Encerado digital de ambas arcadas com os novos planos de oclusão.



Fresado de restaurações mínimamente invasivas e em BRILLIANT Crios A2 HT.



Restaurações finais aderidas e com a nova dimensão vertical do paciente.



BRILLIANT Crios CEREC/ inLab - 5 blocos

129,43€

5 × Blocos (tamanhos 12 mm ou 14 mm)

BRILLIANT Crios Disco 14 mm - 1 ud.

465,95€

 $1 \times Disco 14 mm$

BRILLIANT Crios Disco 18 mm - 1 ud.

517,73€

1 × Disco 18 mm

Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta!

	BLOCOS CEREC/INLAB				DISCO						
Translucidez	Low	(LT)	High	(HT)	Super (ST)	Low	(LT)	High	(HT)	Supe	r (ST)
Quantidade	5 uds.			1 ud.							
Tamanhos	12	14	12	14	14	14	18	14	18	14	18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
А3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ParaCore

Cimento restaurador corono-radicular: 1 Produto, 3 aplicações



Resina de compósito reforçada em fibra de vidro, de polimerização Dual, radiopaco e três tonalidades: Dentina, Branco e Translúcido

- ✓ Reconstrução de cotos
- ✓ Cimentação de Espigões radiculares
- ✓ Cimentação de coroas e pontes sem metal

Reposição Seringa automix, 2 × 5 ml

108,77€ Preco resultante = **72,51**€ ud

Cor a eleger Pontas de mistura

White	5886
Dentina	5887
Dentina SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392



DuoTEMP

Uma dupla segurança

Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta!



- ✓ Polimerização Dual
- ✓ Material para diferentes indicações
- ✓ Elevada integridade marginal
- ✓ Fácil remoção

Kit Eco DuoTEMP

89,26€

5 × Seringas de 5 g



Comparação de selamento marginal









Corte de molares humanos extraídos e obturados com DuoTemp. Submergem-se em azul de metilano para avaliar o selamento marginal. Os resultados com DuoTemp foram excelentes.

(*Não são marcas de Coltene)

Aplicação fácil e rápida









Um único componente, sem mistura. Boa retenção na cavidade e fácil remoção.

Jet Blue Bite

Registo oclusal da mais alta precisão

O registo preciso da mordida é essencial para garantir uma reprodução fiel da oclusão entre os dentes superiores e inferiores no articulador. Portanto, os requisitos para o material são variados. As décadas de experiência de COLTENE em materiais de silicone de alta qualidade refletem-se em Jet Blue Bite, um material de registo de mordida que oferece resultados rápidos e precisos.

Consistência cremosa

- ✓ Oclusão perfeitamente natural graças à sua consistência cremosa
- Sem efeito de resistência ao fechar
- ✓ Não se infiltra nos espaços interdentários

Registo da oclusão	Silicone	Cor	Dureza shore*	Estabilidade dimensional	Tempo de trabalho	Tempo de secagem	Sabor
Jet Blue Bite fast	А		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutro
Jet Blue Bite superfast	А		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutro

*A dureza Shore pode variar entre +/-2

Jet Blue Bite, 1×50 ml

35,47€	26 ,60 €

 $1 \times 50 \, \text{ml}$

 $6 \times Pontas de mistura$

6 × Pontas de aplicação

Fast	649
Super Fast	649

Jet Blue Bite, 4 × 50 ml

1 19 ,40€	89,55€

 $4 \times 50 \text{ ml}$

12 × Pontas de mistura

12 × Pontas de aplicação

Fast	6495
Super Fast	6497





AFFINIS

Material de impressão à base de silicone A



Um silicone A sempre entre as mais rápidas da sua geração



Reprodução precisa de cada detalhe, inclusive nas condições mais difíceis



Impressões de plena confiança



-25% em AFFINIS

Controles de qualidade permanentes para uma plena garantía



AFFINIS putty

110,07€	82 ,55€	
	se e catalizador oseadores	
Viscosidade		
putty soft		6530
putty soft fast		6531
putty super soft		6535

AFFINIS e AFFINIS PRECIOUS

73,48€

2 × 50 ml					
12 ×	12 × Pontas de mistura universais			rsais	
Viscosidade					
light				650	11
					<u></u>
light fast				660)1
regular		_		651	11
			-		_
regular fast				661	1
					=
PRECIOUS ligh	it			677	75
PRECIOUS regu	ular			677	76
PRECIOUS regi	ular	4000	The same of the sa	0//	О

AFFINIS system 360

215,53€	161,65€	
2 × 380 ml 1 ×	Reposição Anel de fecho	
Viscosidade		
putty		6472
heavy body		6487
MonoBody		6482



MATERIAL DE IMPRESSÃO DE SILICONE A

60019942

60019943

60022166

60019944

PRESIDENT

The Original

PRESIDENT The Original

66,77€

Base e catalizador

Doseadores

putty

89,02€

 $2 \times 300 \text{ ml}$

Viscosidade

putty soft

putty soft fast

putty super soft

putty




PRESIDENT The Original light cartucho 50 ml

58,78€	44,09€	
2 × 50 ml		
12× I	Pontas de mistura	a universais
Viscosidade		(45 l) 10 mag
regular body		60019939
light body		60019938
Xtra light body		60019937

PRESIDENT The Original system 360 185,39€ 139.05€ $2 \times 380 \text{ ml}$







roeko

Surgitip

Cânulas de aspiração 2,8 ou 4,9 mm, estéreis

- ✓ A cânula verde assegura um excelente contraste sobre a parte tratada
- ✓ O campo de visão está livre graças à sua forma fina e extremidade cónica
- ✓ Higiénica, embalagem esterilizada e individual pronta para usar
- ✓ Diferentes diâmetros e formas de cânulas para um amplo leque de tratamentos

 \emptyset 2,8 mm, \times 20 pzs.

44.95€ 35,96€ 462025

 \emptyset 2,8 mm, \times 100 pzs.

185,53€ 148,42€ 462026

	40	20
462048	40,46€	32,37€

 \emptyset 4,9 mm, \times 100 pzs.

462049	168,28€	134,62€
--------	---------	---------

roeko Stay-put

Fio de retração gengival

Stay-put associa as vantagens de um fio de retração entrançado e a capacidade de adaptação de um filamento metálico fino. A estrutura fléxivel é tão eficaz que o fio é fácil de colocar no sulco sem se mover.





ROEKO Stay-put

Fio de retração gengival não impregnado, 183 cm

18,43€	13,82€
0 x-fino	521000
1 fino	521001
2 médio	521002
3 grosso	521003

ESPONJA HEMOSTÁTICA REABSORVIVEL PARA UM CONTROLE FIÁVEL E EFICIENTE DO SANGRAMENTO

Gelatamp



- ✓ Prevenção da infeção de feridas e hemorragias secundárias
- ✓ A única esponja de gelatina à base de prata coloidal
- Hemostático e antibacteriano.
- ✓ Reabsorção completa

ROEKO Gelatamp $14 \times 7 \times 7$ mm

Caixa de 20 pçs.	274002	21,48€
Caixa de 50 pçs.	274007	49,42€
Caixa com 10 blisters (20 pçs.)	274008	23,87€

Gelatamp forte

Absorção super rápida



ROEKO Gelatamp forte é composto por uma estrutura especial de esponja para uma rápida absorção. Absorve até 60 vezes o seu peso no primeiro minuto; favorece a coagulação em minutos. É uma esponja branca fina de 4 mm que ajuda a reduzir o tempo de cirurgia e induz hemóstases mesmo em pacientes com tratamento com medicamentos anticoagulantes.

ROEKO Gelatamp forte $10 \times 10 \times 4$ mm

Pote com 24 pçs.	60036568	37,62€

roeko **Gelatamp** white

Alta absorção



ROEKO Gelatamp white é uma esponja universal para procedimentos cirúrgicos gerais. É uma esponja cúbica branca standard de $10 \times 10 \times 10$ mm. Eficaz no controle de sangramento de rotina, absorvendo líquidos e ajudando na coagulação. Alta absorção, alta biocompatibilidade e fácil de usar para diversas aplicações cirúrgicas.



HySolate **Dique Dental**

Um movimento inteligente para isolar



HySolate Flexi Dam sem látex

Medida	Cor	Espessura médio		Quantidade
152 152	Violeta	H09945	46	v20
152 × 152 mm	Verde	H09946	46 ,15€	×30

Diques sem látex HySolate

Medida	Cor	Espessu	ra médio	Quantidade
152 152	Verde	H09105	40,49€	×15
152 × 152 mm	verde	H09106	209,76€	×75





Diques de látex HySolate sem pó e baixo conteúdo em proteinas de látex

Medida	Cor		Espessura Espessura							Quantidade	
Medida	Cor	Fi	no	Méc	lio	Gro	sso	Extra	Quantidade		
	Verde	60034418	21,05€	60034419	23,38€	60034420	26 ,82€	60034421	27,64€		
	Black Edition			60031352	26 ,91 €	60031353	30,85€	60031354	31,79€		
152 × 152 mm	Azul			60034442	23,38€	60034443	26 ,82€	-		×36	
	Claro	60034427	21,05€	60034428	23,38€	60034429	26,82€	60034430	27,64€		
	Fiesta (sortido)	60034433	21,05€	60034436	24,28€	60034438	26 ,91 €	-			
	Verde	60034414	21,05€	60034415	23,38€	60034416	26,82€	60034417	27,64€		
127127	Azul			60034441	23,38€		-		-		
127 × 127 mm	Claro	60034424	21,05€	60034425	23,38€	60034426	26,82€		-	×52	
	Fiesta (sortido)	60034434	21,05€	60034435	24,28€	60034437	26,91 €		-		

BioSonic UC150

Os seus pacientes confiam em sí; Você pode confiar em BioSonic

BioSonic UC150

60021988

1 728,01€

- 1 x Cuba ultrassons
- 1 x Ecrã digital
- 1 x Cesta
- 1 x Cabo de alimentação
- 1 x Tubo de drenagem
- 1 x Guia para encastrar
- 1 x Junta para encastrar

Pergunte ao seu promotor **COLTENE** pela melhor oferta!





BioSonic UC40 5L

Solução concentrada universal recomendada para todas as cubas de ultrassons.

- → 53 % menos plástico
- → Boca dispensadora
- → Tamanho de gargalo reduzido
- → Pega ergonómica

BioSonic UC40

60021961

1 x Bidão de 5L solução universal UC40

BioSonic

COLTENE

#COLTENE

BioSonic*UC150

DIATECH

Brocas diamantadas

Alta eficácia de corte e larga duração

- Instrumento de alta qualidade banhado em ouro
- Pó de diamante 100% natural
- Controle de qualidade permanente
- Medida do grão segundo a nova normativa ISO/MDR
- Calibração precisa do mandril
- Número elevado de diamantes por mm2

Desde 16,50€ por embalagem de 5 brocas de diamante

% COLTENE

DIATECH" ROTARY INSTRUMENT

DIATECH'D



60032238

60032240

60032236

60032234

CÓNICA PONTA 849 850 850L **ARREDONDADA** Cónica punta redondeada Cónica punta R 81 8 81 10 redondeada Cónica punta Seredondeada Cónica punta redondeada Cónica punta 70 redondeada 1arga Cónica punta 64 redondeada 7 Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta redondeada Legenda Cónica punta 91 7058 Targa Cónica punta Forma da cabeça ISO Ø 1/10 mm Cabeca L em mi 850 14 10 850 23 10 Grão grosso Grão médio Grão fino 60032192 60032206 60032200 60032218 60032190 60032212 60032228 60032230 60032194 60032198 60032204 60032202 60032208 60032224 60032226 60032196 Grão extra-fino 855 856 Cónica punta 0128 027 redondeada Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta 8 Cónica punta 8 F G redondeada Cónica punta 6 14 6 redondeada Cónica punta 95 19 19 19 Cónica punta 958 96 redondeada Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Solo Cónica punta 258 26 redondeada 9 Cónica punta Cónica punta FG redondeada Cónica punta 81 95 redondeada Cónica punta 258 redondeada Cónica punta Son Cónica Cónica punta 828 1948 1958 60032324 60032288 60032294 60032300 60032306 60032310 60032312 60032320 60032330 60032336 60032284 60032318 60032314 60032270 60032272 60032280 60032282 60032286 60032292 60032298 60032296 60032304 60032302 60032308 60032326 60032332 60032268 60032278 60032290 60032322 850T 850Z 856T 851 Cónica punta Cónica punta 158 Cortante 8 Gónica punta 158 redonda no cortante Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta Cónica punta 100 redondeada Cónica punta 81 10 redondeada Cónica punta No redondeada 18 Cónica punta 1928 14 8 Cónica punta 1528 Cónica punta 1928 Cónica punta Cónica punta 25 27 27 Cónica punta 8 Cónica punta 8 redondeada Cónica punta SOS redondeada 8 Cónica punta 8 19 redondeada

60032244

60032242

60032246

60032248

Para ver o folheto com todas as nossas outras formas, scanear este OR



60032370

60032368

60032372

60032374



Em conformidade com a legislação, os preços indicados são preços de venda recomendados, sem IVA incluído, ficando o distribuidor em liberdade da sua política de preços. Erros de impressão, erros tipográficos e alterações reservadas. Os preços podem ser modificados em qualquer momento e sem prévio aviso. Ofertas válidas até 30 de Junho de 2025. Algumas ofertas só estão disponíveis junto dos distribuidores participantes na oferta comercial. Solicite mais informação ao seu promotor COLTENE. Documento e fotografias não contratuais. Abril de 2025. Redação: Coltene Iberia SLU Departamento de Marketing Iberia. Desenho: www.filigranestudio.fr. Créditos das fotografias: banco de imagens COLTENE, Adobe Stock.

Impressão / editor

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 CH-9450 Altstätten +41 71 757 5300 info.ch@coltene.com

Service Center

service@coltene.com 00 800 11 0000 12 (UIFN) Seq.-Sex.:8:00/17:00 CEST

PROMOTORES PORTUGAL:

Zona Norte: Filipe Guimarães, Telm.: 966 653 321, Email: Filipe.Guimaraes@coltene.com
Zona Centro, Açores e Madeira: Elisabete Coelho, Telm.: 960 448 965, Email: Elisabete.Coelho@coltene.com
Zona Lisboa, Sul: Joaquim Sabino, Telm.: 924 877 032, Email: Joaquim.Sabino@coltene.com

PREÇOS SEM I.V.A., VÁLIDOS DE 01.04.2025 A 30.06.2025

Contacto de vendas COLTENE Iberia S.L.U.

R. de Xabregas, 12-SA.1.34 1900-440 Lisboa +351 218 681 251 info.ib@coltene.com

COLTENE.lberia www.coltene.com

